

Cómputo Móvil

22 – Mayo - 2020

Manual de uso para el Muckup.

**<< COVID-19 DIARY >>**



**COVID - 19 DIARY**

HERNÁNDEZ VANEGAS ALEJANDRA ABIGAIL.

SEMESTRE: 2020-2

PROFESOR: ING. PÉREZ DE LARA MARDUK

## Contenido

COVID-19 DIARY .....	3
ARCHIVOS.....	3
PANTALLAS.....	4
PANTALLA DE CARGA.....	4
PANTALLA DE LOGIN .....	4
PANTALLA DE REGISTRO .....	4
PANTALLA PRINCIPAL.....	5
PANTALLA DE RESUMEN .....	5
PANTALLA DE EDICIÓN.....	5
PANTALLA DE ALERTA .....	6
PANTALLA DE LOGOUT .....	6
PANTALLA DE ALERTA Y ELIMINACIÓN DE DATOS.....	6

## COVID-19 DIARY



COVID-19 Diary es una aplicación que busca proporcionar al usuario una forma de llevar un control de síntomas diario con el cual le sea posible llevar una bitácora de su salud día a día, así como las personas con las cuales ha tenido contacto cuando ha registrado sus síntomas, para que así, en caso de que la aplicación detecte que pueda ser portador del COVID-19, pueda identificar a las personas con las que ha tenido contacto desde el día en que presentó los primeros síntomas y así poder comunicarles acerca de su situación, para realizar posibles análisis médicos.

Puntualmente, el objetivo de COVID-19 Diary es ayudar a las personas a detectar posibles casos de la enfermedad para evitar que el virus continúe propagándose, poniendo en riesgo a otros.


En este documento se explica de forma detallada cómo hacer uso del Mockup de la aplicación que se le ha proporcionado.

## ARCHIVOS

Hasta este punto usted ha descargado la carpeta Mockup que se encuentra disponible en el repositorio al que enlaza la siguiente liga: <https://github.com/Ale-Hdz-V/CompuMovil2020-2>.

Una vez que lo ha hecho se dará cuenta que existe una carpeta llamada Covid-19-Diary, dentro de esa carpeta encontrará otras carpetas, las cuales son necesarias para el correcto funcionamiento del Mockup, por lo que **se le pide explícitamente no manipularlas, ni eliminarlas**.

También podrá encontrar un archivo de nombre **index.html**, este es el archivo que usted debe abrir. Para esto, debe dar clic derecho sobre el archivo y elegir la opción de "Abrir con" y seleccionar el navegador que utilizará para esto, como se muestra a continuación:



Después de haber hecho esto, se abrirá una pestaña en su navegador, en la cual podrá visualizar el Mockup.


## PANTALLAS

A continuación, se explican las funciones de las pantallas del Mockup:

### PANTALLA DE CARGA

El uso de esta pantalla realmente es muy simple, pues tiene como finalidad simular la pantalla de carga de la aplicación cuando esta se está iniciando o cuando se cancela el registro de algún usuario.

Para avanzar en esta pantalla se debe **tocar el ícono de la aplicación** como se muestra en la imagen:





### PANTALLA DE LOGIN

La siguiente pantalla en aparecer será la pantalla de login, en la cual debe proporcionarse e-mail y contraseña para poder tener acceso.

En caso de no tener una cuenta, debe registrar primero su e-mail y contraseña, por lo que deberá dar clic en el botón de "Sign Up" que se encuentra disponible en la parte inferior de la pantalla.

Si usted intenta ingresar sin tener registrada una cuenta o no proporciona los datos correctos, se le mostrará la siguiente notificación:





### PANTALLA DE REGISTRO

En esta pantalla usted proporcionará su e-mail y contraseña para poder registrarse y tener acceso a los servicios de la aplicación.

Si usted ya está registrado puede volver a la Pantalla de Login dando clic en el botón de "Log in" que se encuentra disponible en la parte inferior de la pantalla.

En caso de que trate de registrar un e-mail que ya haya sido registrado anteriormente o que los datos sean incorrectos, se le mostrará la siguiente notificación:




## MANUAL MOCKUP

### PANTALLA PRINCIPAL

La pantalla principal consta de un tablero en el cual se muestran los registros diarios que se tienen dentro de ella, en este caso se cuenta con el de el día en el que se realizó el registro de la aplicación y al dar clic en él se mostrará la pantalla de resumen vacía, pues aún no se han ingresado síntomas.

También cuenta con el botón “Edit” en la parte inferior de la pantalla, al dar clic en el se abre la pantalla de edición.

El botón de regreso se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla y con él lo redirigirá a la pantalla de logout.




### PANTALLA DE RESUMEN

En la pantalla de resumen es posible visualizar los síntomas que se han tenido a lo largo del día, además de las personas con las cuales se ha tenido contacto.

En la parte inferior izquierda se encuentra el botón de regreso, el cual lo redireccionará a la pantalla principal.

Si la aplicación detecta que se haya registrado en la sección de síntomas fiebre, tos y dificultad para respirar, el botón de regreso lo redireccionará a la pantalla de alerta.




### PANTALLA DE EDICIÓN

En la pantalla de edición se le mostrarán dos secciones. En la primera sección podrá marcar en la checklist los síntomas con los que ha contado durante el día, además de que, se le proporciona la oportunidad de ingresar algún otro síntoma que no esté en la lista.

En la segunda sección usted podrá ingresar los nombres de las personas con las que ha tenido contacto a lo largo del día.

En la parte inferior de la pantalla se encuentra el botón se “Save”, el cual le permite guardar los cambios realizados en la pantalla para que se vean reflejados en la pantalla de resumen.

En la parte inferior izquierda está el botón de regreso que lo devolverá a la pantalla principal. Debe tener en cuenta que, si da clic en este botón, los cambios realizados en la pantalla no serán guardados.




## MANUAL MOCKUP

### PANTALLA DE ALERTA

Esta pantalla se muestra cuando se presiona el botón de regreso en la pantalla de resumen y se ha detectado que registró fiebre, tos y dificultad para respirar.

Se le sugiere que acuda a su médico para realizar un chequeo y, adicionalmente, se le proporcionan los nombres de las personas con las que ha tenido contacto para que usted las tome en cuenta y las contacte para informarles de su situación, con la finalidad de que ellas también puedan tomar las acciones pertinentes y evitar la propagación del virus.

Para **salir de esta pantalla**, toque cualquiera de las esquinas inferiores de la pantalla, esto lo redireccionará a la pantalla de logout.




### PANTALLA DE LOGOUT

El uso de esta pantalla realmente es muy simple, pues tiene como finalidad simular la pantalla de salida de la aplicación.

Para avanzar en esta pantalla se debe **tocar el ícono de la aplicación** como se muestra en la imagen.

Para simular que se abre nuevamente la aplicación, se redirecciona a la pantalla de login, la cual, ya fue explicada anteriormente.



### PANTALLA DE ALERTA Y ELIMINACIÓN DE DATOS.

Esta pantalla, vuelve a informarle de los síntomas que han sido detectados y a desplegar los nombres de los contactos con los que tuvo contacto, pero en esta ocasión se le proporciona un botón llamado "Delete" en la parte inferior de la pantalla, con este botón usted borrará todos los registros que haya hecho en la aplicación y podrá ingresar nuevamente para iniciar los registros desde cero.

